

# Bioreset® Plus



Lethal upgrade.  
Scopri il potenziale del nuovo software.

## Maggiore sicurezza

### Essere conformi a FDA 21 CFR Part 11 oggi è semplice

Gestire la sicurezza dei dati in conformità alle normative FDA 21 CFR Part 11 non è più un problema. Il software risponde ai requisiti e alle direttive più stringenti in fatto di controllo per assicurare la tracciabilità e l'integrità dei dati archiviati.

### Caratteristiche

- Protezione dei record per consentirne l'immediato e accurato recupero durante tutto il periodo di archiviazione.
- Gestione di diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al sistema per consentire agli utenti di operare esclusivamente nelle aree di competenza.
- Gestione di log out automatico, lock out automatico e scadenza password.
- Utilizzo di audit trail sicuri generati dallo strumento per la storicizzazione di tutte le operazioni.
- Gestione della firma elettronica dei report
- Possibilità di effettuare back up protetti su computer o server remoto.

## USER-FRIENDLY

Intuitivo e semplice da usare, consente all'operatore di interagire con la macchina per il setup e il controllo dei processi con naturalezza.

## CREATIVITÀ, DESIGN E KNOW-HOW 'MADE IN ITALY'

Elaborato e realizzato dal nostro team, sulla base dell'esperienza sul campo e di ricerca e sviluppo continui, risponde appieno alle esigenze dei clienti senza trascurare l'aspetto grafico.


## PROCESSO AUTOMATICO

Possibilità di configurare e regolare automaticamente il processo grazie al feedback retroattivo della sonda T/RH integrata.


## REPORT IN TEMPO REALE

Possibilità di esportare i report in formato pdf o di stamparli su periferica di rete per una visibilità immediata dell'esito dei processi.


## Maggiore efficienza



## Utilizzo più appagante



## Maggiore flessibilità



## Massimo controllo

Sommaio	
Durata ciclo:	0h:05m:00s
Consumo:	267 g
Errori:	--
Range Temperatura Sensore:	22.1 - 22.3
Range Umidità Sensore:	35.2 - 93.2
Range Saturazione H2O2:	0.0 - 106.0
Start Ricetta:	10-05-2017 13:42:48
Start Riscaldamento:	10-05-2017 13:47:46
Start Fase 1:	10-05-2017 13:52:48
Start Fase 2:	10-05-2017 14:22:49
Start Fase 3:	10-05-2017 14:52:49
Start Fase 4:	10-05-2017 15:02:49
Start Ventilazione:	10-05-2017 15:52:48
Fine ciclo:	10-05-2017 18:57:48
Note:	
Verifica da admin:	(10-05-2017 18:58:01) Firma

